

First Class Laser  
Made in USA

CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

# CYNOSURE®

- Apogee+
- Elite+
- Vectus
- Icon
- Medlite C6
- Revlite
- PicoSure
- Cynergy
- Potenza
- SculpSure
- StimSure
- TempSure
- Smartlipo Triplex
- Cellulaze
- Ellman

First Class Laser  
Made in USA

# Apogee+<sup>®</sup>



**CYNOSURE<sup>®</sup>**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه لیزر موهای زائد اپوچی پلاس (Apogee+) با به کارگیری طول موج لیزر الکساندرایت ۷۵۵ نانومتر (Alexandrite 755nm) موثرترین درمان برای رفع موهای زائد از جمله جدیدترین دستگاه‌های ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا، به شمار می‌آید. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و استاندارد طلایی لیزر در رفع موهای زائد و ضایعات پیگمانته است. یکی از ویژگی‌های شاخص دستگاه اپوچی پلاس درمان انتخابی است به نحوی که با قابلیت تنظیم عرض پالس اشعه لیزر و توانمندی بسیار بالا در از بین بردن موهای نازک و کرکی با قدرت و سرعت بالا و ریسک کم، درمانی منحصر به هر فرد فراهم می‌سازد.

سیستم کولینگ به کار برده شده در دستگاه لیزر اپوچی پلاس ساخت کمپانی Zimmer آلمان به نام Cryo6 بوده که با تولید جریان هوای خنک تا دمای ۳۰- سانتیگراد با عملکرد سه گانه به صورت قبل، حین و بعد از درمان و بدون تداخل در عملکرد لیزر و هیچ گونه هزینه جانبی و مصرفی، باعث خنک شدن ناحیه مورد نظر و جلوگیری از درد و آسیب‌های حرارتی می‌شود.

دستگاه اپوچی پلاس دارای خوش دست‌ترین و سبک‌ترین هندپیس موجود در بازار به تأیید پزشکان متخصص، که با اپتیک‌های اختصاصی در اندازه‌های متنوع (۵، ۱۲، ۱۵، ۱۸ میلی‌متر) امکان استفاده طولانی مدت و راحت در انجام طیف گسترده‌ای از کاربردهای دستگاه با ایمنی بالا فراهم ساخته است.

### کاربردها:

- رفع موهای زائد، حتی موهای کرکی و نازک
- رفع ضایعات پیگمانته (لکه‌های پوستی)
- رفع ضایعات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفتاب
- رفع کک و مک و لکه‌های ظاهر شده بر اثر بالا رفتن سن



## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

Elite+™



CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

دستگاه لیزر موهای زائد الیت پلاس (Elite+) با به کارگیری دو طول موج لیزر الکساندرایت ۷۵۵ نانومتر (Alexandrite 755nm) و ان دی یگ ۱۰۶۴ نانومتر (Nd:YAG 1064nm) موثرترین درمان برای رفع موهای زائد جهت کلیه تایپ‌های پوستی از روشن تا تیره و برنزه از جمله جدیدترین دستگاه‌های ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا، به شمار می‌آید.

این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و استاندارد طلایی لیزر در رفع موهای زائد، ضایعات عروقی و ضایعات پیگمانته است. یکی از ویژگی‌های شاخص دستگاه الیت پلاس درمان انتخابی است، به نحوی که با قابلیت تنظیم عرض پالس اشعه لیزر و توانمندی بسیار بالا در از بین بردن موهای نازک و کرکی حتی برای تایپ‌های پوستی تیره و برنزه با قدرت و سرعت بالا و ریسک کم، درمانی منحصر به هر فرد فراهم می‌سازد.

سیستم کولینگ به کار برده شده در دستگاه لیزر الیت پلاس ساخت کمپانی Zimmer آلمان به نام Cryo6 بوده که با تولید جریان هوای خنک تا دمای ۳۰- درجه سانتیگراد با عملکرد سه‌گانه به صورت قبل، حین و بعد از درمان و بدون تداخل در عملکرد لیزر و بدون داشتن هیچ‌گونه هزینه جانبی و مصرفی، باعث خنک شدن ناحیه مورد نظر و جلوگیری از درد و آسیب‌های حرارتی می‌شود.

دستگاه الیت پلاس دارای خوش دست‌ترین و سبک‌ترین هندپیس موجود در بازار به تأیید پزشکان متخصص، که با اپتیک‌های اختصاصی در اندازه‌های متنوع (۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ میلی‌متر) امکان استفاده طولانی مدت و راحت در انجام طیف گسترده‌ای از کاربردهای دستگاه با ایمنی بالا فراهم ساخته است.

### کاربردها:

- رفع موهای زائد حتی موهای کرکی و نازک برای کلیه تایپ پوستی
- رفع ضایعات پیگمانته (لکه‌های پوستی)
- رفع ضایعات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفتاب و قرمزی صورت
- رفع کک و مک و لکه‌های ظاهر شده بر اثر بالا رفتن سن
- رفع ضایعات عروقی نمایان روی سطح پوست صورت و پا
- جوان‌سازی پوست
- رفع چین و چروک‌های سطح پوست

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

Vectus<sup>®</sup>



Vectus




CYNOSURE<sup>®</sup>

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه لیزر وکتوس (Vectus) ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) امریکا با به کارگیری طول موج لیزر دایود ۸۱۰ نانومتر (Diode 810nm) به عنوان دستگاه تخصصی در رفع دائمی موهای زائد در کلیه تایپ های پوستی از روشن تا تیره و برنزه به شمار می آید. همچنین این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) است.

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مجهز به اسکنر پوست (Skintel) جهت تشخیص تایپ پوستی و انتقال بهترین پارامترهای درمانی به دستگاه به صورت وایرلس.
  - قابلیت تنظیم انواع پارامترها از جمله عرض پالس و سطح انرژی و به دنبال آن ارائه درمان موثرتر، ایمن تر و کم دردتر نسبت به سایر دستگاه های مشابه را دارد.
  - دستگاه دارای دو سایز مختلف هندپیس (۱۲\*۱۲ و ۲۳\*۳۸ میلی متر مربع) است. سایز بزرگ هندپیس به کاربران اجازه می دهد تا با سرعت بالا حتی در بزرگترین نواحی، مانند پشت تنه کم تر از پنج دقیقه فرآیند رفع موهای زائد را انجام دهد، که به دنبال آن امکان درمان تعداد بیشتری از بیماران در طول روز فراهم می شود.
  - این دستگاه بسیار قدرتمند و پایدار بوده و قادر به کارکرد مداوم در سراسر روز در کلینیک می باشد.
  - سیستم کولینگ تماسی دستگاه به گونه ای است که امکان سرمایش یکنواخت و ثابت تا ۴ درجه سانتی گراد در طول مدت درمان را نسبت به مدل های مشابه فراهم می سازد که این توانمندی با میزان درد و رضایت بیمار رابطه مستقیم دارد به همین دلیل دستگاه Vectus به عنوان محبوب ترین دستگاه در بین مصرف کنندگان شناخته می شود.
- تکنولوژی Flat top Beam:**
- در این حالت انرژی به صورت کاملاً یکنواخت و واقعی به سطح ناحیه هدف توزیع می شود و نتایج درمانی را ارتقا می دهد.
  - کاربرد:
  - رفع موهای زائد برای تمام تایپ های پوستی.



# CYNOSURE®

## Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com





# First Class Laser

Made in USA

# Icon™



Icon™  
1540



Icon™  
MaxG™



Er:YAG™  
2940



Icon™  
MaxR™  
MaxRs™



# CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه آیکون (ICON) ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا، آخرین و جدیدترین نسل از دستگاه‌های ماژولار است، بدین معنا که بر روی این دستگاه قابلیت نصب انواع هندپیس لیزر و OPL وجود دارد و در نتیجه رنج وسیعی از درمان‌های مختلف با این دستگاه امکان پذیر می‌گردد. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA)، همچنین دارای استاندارد طلایی لیزر در جوانسازی غیرتهاجمی و OPL در رفع ضایعات عروقی می‌باشد و امروزه به عنوان دستگاهی محبوب در میان متخصصین پوست و مو دنیا شناخته می‌شود.

از جمله نوآوری‌های این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان نصب دستگاه SkinTel به منظور تشخیص تایپ پوستی و ارسال مناسب‌ترین پارامترهای درمان به دستگاه به صورت وایرلس تکنولوژی Photon Recycling: بهینه‌سازی خروج انرژی از هندپیس و کاهش ۵۰٪ اتلاف فوتون‌ها به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در مرحله خروج لیزر از هندپیس.

پالس یکنواخت (Smooth Pulse): با استفاده از این تکنولوژی با اعمال یک پالس واحد می‌توان انرژی گرمایی منتقل شده به بافت را در مقایسه با پالس‌های متوالی در سایر دستگاه‌ها، در یک عرض پالس مشابه، تا ۱.۵ برابر کاهش داد.

تکنولوژی AccuSpectrum: این تکنولوژی در هندپیس MaxG، یک فیلتر در مسیر تابش نوری قرار می‌دهد به گونه‌ای که تنها دو طیف طول موج موثر درمان‌های مورد نظر در بازه ۵۰۰ تا ۶۷۰ نانومتر و ۸۷۰ تا ۱۲۰۰ نانومتر به بافت می‌رسد و از تابش انرژی مازاد در قالب طیف‌های نوری نا کارآمد جلوگیری می‌شود. این تکنولوژی موجب راحتی هرچه بیشتر بیمار و عملکرد بهتر درمانی می‌شود.

● هندپیس لیزر اریوم گلاس (Er:Glass) با طول موج ۱۵۴۰ نانومتر و به کارگیری دو نوع میکرو لنز XF و XD و تکنولوژی‌های منحصر به فرد، طیف گسترده‌ای از درمان‌ها به شرح زیر امکان پذیر می‌کند:

رفع ترک‌های پوستی استریا stretch marks (دارای تاییدیه FDA مجزای این درمان منحصر به فرد)

جوانسازی غیرتهاجمی پوست

رفع ناهمواری‌های روی سطح پوست

رفع چین و چروک‌های سطح پوست

رفع جای آکنه و زخم‌های باقی مانده از عمل‌های جراحی

● هندپیس اریوم یاگ (Er:YAG) با طول موج ۲۹۴۰ نانومتر به روش فرکشنال تهاجمی (Ablative-Fractional) درمان‌ها به شرح زیر امکان پذیر می‌کند:

رفع چین و چروک

رفع ناهمواری‌های روی سطح پوست

● هندپیس MaxR و MaxRs با کاربرد درمانی:

رفع دائمی موهای زائد در انواع تایپ‌های پوستی

● هندپیس MaxG، OPL با قابلیت تنظیم عرض پالس بین ۱۰ تا ۱۰ میلی ثانیه و تکنولوژی AccuSpectrum، شامل کاربردهای درمانی به شرح زیر است:

رفع ضایعات عروقی، حتی در شرایطی که عروق ضخیم بوده و در عمق بیشتری قرار دارند.

رفع ضایعات پیگمانته

تلازکتازیا

روزاسه

ماه گرفتگی

عروق عنکبوتی

# CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

# Medlite<sup>®</sup> C6



**CYNOSURE<sup>®</sup>**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

# ساینالیتور C6 Medlite®

## دستگاه لیزر مدلایت

دستگاه لیزر کیوسوئیچ مدلایت (Medlite C6) ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا با به کارگیری چهار طول موج لیزر مختلف شامل این دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر (Nd:YAG 1064nm)، کی تی پی ۵۳۲ نانومتر (KTP 532nm)، دای کیت های ۵۸۵ و ۶۵۰ نانومتر (Dye kit 650nm, 585nm) امکان رفع تمام رنگ دانه های تاتوی مقاوم از قبیل مشکی، سورمه ای، آبی تیره، قهوه ای، سبز، قرمز، نارنجی، آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می سازد. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و همچنین استاندارد طلایی لیزر در تکنولوژی کیوسوئیچ است.

**تکنولوژی کیوسوئیچ فوتو آکوستیک:** آنچه دستگاه مدلایت را متمایز می کند بهره گیری از تکنولوژی منحصر به فرد فوتو آکوستیک است. در این تکنولوژی انرژی متمرکز و بسیار بالا در مدت زمان کوتاه به بافت هدف وارد می گردد که طی یک فرآیند لرزشی رنگدانه ها را به ذرات بسیار ریز تبدیل می کند تا به راحتی از طریق سیستم لنفاوی دفع شوند. همچنین به واسطه این لرزش، تحریک و جنبش کلاژن ها نیز موثرتر بوده و شاهد جوانسازی بسیار مطلوب در سطح پوست خواهیم بود.

**تکنولوژی Flat Top Beam:** در این حالت انرژی به صورت کاملاً یکنواخت و واقعی به سطح ناحیه هدف توزیع می شود و نتایج درمانی را ارتقا می دهد.

### کاربردها:

- رفع تاتو در کلیه طیف های رنگی، بدون کوچک ترین آسیب به بافت های اطراف
- رفع ضایعات پیگمانته موجود در لایه درم و اپیدرم
- رفع ضایعات رنگی روی سطح اسکلرای چشم
- کاهش چین و چروک و احیای پوست
- کاهش جای آکنه و زخم
- کنترل ملازما
- درمان قارچ ناخن

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

# Revlite<sup>®</sup> SI & Revlite<sup>®</sup>



CYNOSURE<sup>®</sup>

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه لیزر روایت

دستگاه لیزر کیوسوئیچ روایت (Revlite) ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا با به کارگیری چهار طول موج لیزر مختلف شامل این دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر (Nd:YAG 1064)، کی تی پی ۵۳۲ نانومتر (KTP 532nm)، دای کیت های ۵۸۵ و ۶۵۰ نانومتر (Dye kit 650nm, 585nm) امکان رفع تمام رنگ دانه های تاتوی مقاوم از قبیل مشکی، سورمه ای، آبی تیره، قهوه ای و سبز، قرمز، نارنجی، آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می سازد. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و همچنین استاندارد طلایی لیزر در تکنولوژی کیوسوئیچ است.

تکنولوژی کیوسوئیچ فوتوآکوستیک: آنچه دستگاه روایت را متمایز می کند بهره گیری از تکنولوژی منحصر به فرد فوتوآکوستیک است. در این تکنولوژی انرژی متمرکز و بسیار بالا در مدت زمان کوتاه به بافت هدف وارد می گردد که طی یک فرآیند لرزشی رنگدانه ها را به ذرات بسیار ریز تبدیل می کند تا به راحتی از طریق سیستم لنفاوی دفع شوند. همچنین به واسطه این لرزش، تحریک و جنبش کلاژن ها نیز موثرتر بوده و شاهد جوانسازی بسیار مطلوب در سطح پوست خواهیم بود.

تکنولوژی منحصر به فرد PTP (PhotoAcoustic Twin Pulse): اعمال دو پالس متناوب در یک شات که امکان تخریب ضایعه را با قدرت بیشتر و ریسک کمتر نسبت به مد تک پالسی ایجاد می کند. مجهز به نمایشگر لمسی و هندپیس های اختصاصی Lite: هندپیس Lite با طول موج ۵۳۲ نانومتر و قابلیت تغییر سایز اسپات سایز با دقت ۰.۱ میلیمتر از ۱.۲ تا ۳ میلی متر به منظور درمان ضایعات پیگمانته کوچک در نظر گرفته شده است.

تکنولوژی Flat Top Beam: در این حالت انرژی به صورت کاملاً یکنواخت و واقعی به سطح ناحیه هدف توزیع می شود و نتایج درمانی را ارتقا می دهد.

### کاربردها:

- رفع تاتو در کلیه طیف های رنگی، بدون کوچکترین آسیب به بافت های اطراف
- رفع ضایعات پیگمانته موجود در لایه درم و اپیدرم
- رفع ضایعات رنگی روی سطح اسکلرای چشم
- کاهش چین و چروک و احیای پوست
- کاهش جای آکنه و زخم
- کنترل ملازما
- درمان قارچ ناخن



CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

# PicoSure<sup>®</sup>



Focus™



## CYNO SURE<sup>®</sup>

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه لیزر پیکوشور

دستگاه لیزر پیکوشور (PicoSure) ساخت کمپانی سایناسیور (Cynosure) آمریکا اولین و تنها دستگاه پیکوشوند دنیا با به کارگیری طول موج لیزر الکساندرایت ۷۵۵ نانومتر (Alexandrite 755nm) علاوه بر تاثیر درمانی بهینه نسبت به لیزرهای دیگر، تعداد جلسات درمانی حتی رنگدانه‌های مقاوم را به طور چشمگیر کاهش می‌دهد. دستگاه پیکوشور دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) است. دستگاه پیکوشور از دو طول موج لیزر دیگر با نام‌های ان دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر (Nd:YAG 1064nm) و کی تی پی ۵۳۲ نانومتر (KTP 532nm) جهت انجام طیف گسترده‌ای از درمان‌ها بهره می‌برد. عرض پالس دستگاه پیکوشور، ۷۵۰-۵۵۰ پیکو ثانیه است که در مقایسه با دستگاه‌های پیکوشوند دیگر علاوه بر ایمنی بافت‌های اطراف، قدرت تخریب ضایعات را چند برابر می‌کند. در این دستگاه با بهره‌گیری از تکنولوژی منحصربفرد Focus Lens Array تحولی نوین در عرصه جوانسازی پوست ایجاد شده است. در این تکنولوژی با به کارگیری تابش اشعه لیزر از طریق یک عدسی واکرا و اعمال اشعه لیزر به بافت به صورت فرکشنال علاوه بر رفع و تغییر رنگ ضایعات پیگمانته سطحی پوست، به دلیل لرزش ایجاد شده در عمق پوست، فعالیت کلاژن و الاستین تحریک شده و بافت پوست به سرعت بهبود می‌یابد. این دستگاه امکان رفع تمام رنگ‌دانه‌های تاتوی مقاوم از قبیل مشکی، سورمه‌ای، آبی تیره، قهوه‌ای، سبز، قرمز، نارنجی، آبی روشن، بنفش و زرد را فراهم می‌سازد.

### کاربردها:

- رفع تاتو در کلیه تایپ‌های پوستی در انواع رنگ‌ها حتی طیف‌های رنگی روشن و مقاوم
- رفع ضایعات پیگمانته (لکه‌های پوستی)
- فرآیند جوانسازی فرکشنال
- رفع چین و چروک‌های پوست
- رفع جای زخم و جوش
- درمان ملازما
- درمان ماه‌گرفتگی و خال‌های مادرزادی



# CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com





First Class Laser  
Made in USA

# Cynergy™ MPX



CYNOSURE



CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه لیزر سینرجی ام پی ایکس

دستگاه لیزر سینرجی ام پی ایکس (Cynergy MPX) ساخت کمپانی سایناسیور (Cynosure) آمریکا با به کارگیری دو طول موج لیزری دی ال ال ۵۸۵ نانومتر (PDL 585nm) و این دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر (Nd:YAG 1064nm)، از جمله تخصصی ترین لیزرها در زمینه رفع ضایعات عروقی دسته بندی می شود و به دلیل ایمنی بالا برای کودکان نیز مناسب است.

این دستگاه به گواه متخصصین پوست دنیا به عنوان استاندارد طلایی لیزر در رفع ضایعات عروقی به شمار می رود و مقالات بی شماری در رابطه با نتایج درمانی درخشان این دستگاه منتشر شده است.

دستگاه سینرجی ام پی ایکس دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) است.

از جمله تکنولوژی های منحصر به فرد به کار برده شده در این دستگاه، امکان استفاده MultiPlex است در این تکنولوژی لیزری دی ال با طول موج ۵۸۵ نانومتر که جذب بالایی در هموگلوبین یا عروق روشن دارد ابتدا با یک شات به ضایعه عروقی تأیید می شود و از این طریق هموگلوبین را به مت هموگلوبین تبدیل می کند و سپس به فاصله چند میلی ثانیه با تابش لیزر این دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر که جذب بسیار خوبی در عروق تیره دارد، میزان جذب انرژی در عروق ۵ برابر شده و به این ترتیب امکان کاهش انرژی لیزر این دی یاگ ۱۰۶۴ نانومتر تا نصف کاهش می یابد، در نتیجه درمانی بسیار ایمن و بدون آسیب های احتمالی با نتایج شگفت انگیز حاصل می گردد.

### کاربردها:

- رفع انواع ضایعات عروقی ناحیه پا و صورت
- لکه های ماه گرفتگی بدن (Port-wine stains)
- رگ های عنکبوتی
- جوانسازی غیرتهاجمی
- رفع خال های مادرزادی
- روزاسه Rosacea
- آنژیوما
- کلوئید
- اسکار
- تلانژکتازی

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



# POTENZA™



**CYNOSURE®**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

دستگاه Potenza ساخت شرکت آمریکایی Cynosure اولین دستگاه RF میکرونیدلینگ دنیا با ۴ مد کاری که به بالاترین و جدیدترین سطح اثرگذاری رسیده است. تنوع کاربردهای درمانی و تطبیق پذیری این سیستم این امکان را فراهم می آورد که کلیه جلسات درمانی را به لحاظ پارامترهایی مانند تایپ پوست، عمق درمان و غیره در هر زمان از سال بر اساس نیازهای خاص بیماران تنظیم کنید. با استفاده از مدهای مختلف درمانی و همچنین به کارگیری دو حالت مونوپولار و بایپولار ۲ مگا هرتز دستگاه می توان بافت پوست رانه تنها در ناحیه صورت، بلکه در هر نقطه از بدن را به صورت سطحی و عمقی ارتقا داد. در درمان های متنوع Potenza از سوزن های فوق العاده ریز و انرژی فرکانس رادیویی برای نفوذ بهتر به تمامی تایپ های پوست و ایجاد روند بهبودی طبیعی بدن برای بازسازی کلاژن و الاستین جدید استفاده می شود. این دستگاه اولین و تنها دستگاه RF نیدلینگ دنیا است که برای ۴ مد کاری دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA) است و به واسطه تکنولوژی جدیدی که ارائه نموده نظر کارشناسان و متخصصان صنعت زیبایی را به خود جلب کرده است.

همچنین این دستگاه برای نخستین بار با بهره گیری از تکنولوژی منحصر به فرد Fusion Tip تنها تیپ میکرونیدلینگ RF در دنیا معرفی کرده است که منجر به افزایش نفوذ مواد موضعی مانند محلول های مزوتراپی به عمق درم و بهبود کیفیت پوست می شود. با مدهای کاری مونوپولار و بایپولار ۲ مگا هرتز می توانید هر نوع درمان سطحی یا عمیق را در کنار یکدیگر برای تمامی تایپ های پوستی در هر نقطه از بدن و در هر فصلی از سال داشته باشید.

### کاربردها:

- جوانسازی و احیای پوست
- رفع لکه های ناشی از کهولت سن، آفتاب سوختگی، هایپرپیگمنتیشن و قرمزی پوست
- لیفت
- بهبود ترک های پوستی
- رفع منافذ باز
- بهبود جای زخم ناشی از جراحی و آکنه
- کاهش چین و چروک
- تونینگ و شفاف سازی

### نیدل های مختلف Potenza

#### Fusion Tip

۲۱ سوزن ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم ۰.۵ تا ۲.۵ میلی متر

#### Tiger Tip

۱۶ و ۲۵ و ۴۹ سوزن نیمه ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم ۰.۴ الی ۰.۵ میلی متر

#### Insulated Needles

۱۶ و ۲۵ و ۴۹ سوزن ایزوله با عمق نفوذ قابل تنظیم ۰.۴ الی ۰.۵ میلی متر

#### Single Insulated Needles

با سه عمق نفوذ ۰.۸ و ۱.۲ و ۱.۵ میلی متر

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

☎ Tel: +9821-71137000

☎ Fax: +9821-71137300

📍 2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

🌐 www.amicoyasnarpars.com

@ info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

# SculpSure®



WarmSculpting™  
with SculpSure®



CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

SculpSure

## دستگاه لیزر اسکالپشور

دستگاه لیزر لاغری اسکالپشور (SculpSure) ساخت کمپانی سایناشور (Cynosure) آمریکا اولین و تنها لیزر هایپرترمیک است که با استفاده از طول موج لیزر دایوود ۱۰۶۰ نانومتر به صورت کاملاً غیرتهاجمی و بدون دوران نقاهت به فرآیند لیپولیز می پردازد. این دستگاه دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، به عنوان دستگاهی منحصر به فرد در لیپولیز چربی های ناخواسته است.

### از جمله ویژگی های دستگاه به شرح زیر است:

- دستگاه قادر است فقط در دو جلسه درمانی %۲۴ الی %۴۰ از ضخامت چربی های زیر پوستی یک ناحیه را به صورت دائمی از بین ببرد.
- در دستگاه از ۴ منبع لیزر دایوود با طول موج ۱۰۶۰ نانومتر استفاده شده که علاوه بر عمق نفوذ ایده آل جهت دستیابی به بافت هیپودرم، امکان درمان در تمامی تایپ های پوستی را میسر می کند.
- اسکالپشور مجهز به چهار هندپیس است که این هندپیس ها از نظر چیدمان به صورت کامل قابلیت تنظیم بر روی نواحی مختلف بدن است.
- پس از قرار گرفتن هندپیس ها روی ناحیه مشخص شده، چربی های زیر پوستی تا عمق حداکثر ۳ سانتی متر به مدت ۲۵ دقیقه با تابش لیزر در دمای ۴۲ الی ۴۷ درجه سانتی گراد (تکنولوژی هایپرترمیک) قرار گرفته و ذوب می شوند. چربی های ذوب شده در طی گذشت زمان به صورت طبیعی از طریق سیستم لنفاوی بدن دفع می شوند و هیچ نیازی به شیوه های جراحی و تهاجمی برای ساکشن و خارج کردن آنها نیست.
- از اسکالپشور در نواحی شکم، پهلو، بازوها، ران، غبغب و قسمت پشت (خط سوتین) به راحتی می توان استفاده کرد و دستگاه برای هر کدام از این نواحی به صورت مجزا تأییدیه FDA را اخذ کرده است.
- در این تکنولوژی تمامی هندپیس های دستگاه مجهز به یک سیستم پیشرفته خنک کننده تماسی هستند و با توجه به قابلیت تنظیم انرژی خروجی دستگاه، جلسات درمانی با کمترین میزان درد ممکن، برای بیمار صورت می پذیرد.

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300


2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



# StimSure®



**CYNOSURE®**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه استیم‌شور

دستگاه StimSure ساخت کمپانی سایناسیور (Cynosure) امریکایک دستگاه با تکنولوژی منحصر به فرد میدان مغناطیسی است که به صورت کاملاً غیرتهاجمی با قرار گرفتن بر روی ناحیه مورد نظر منجر به تقویت عضلات و فرم‌دهی به آنها می‌شود. این دستگاه با استفاده از دو اپلیکاتور که هر کدام دارای قدرت میدان مغناطیسی اتسلا است موجب درگیر کردن ۱۰۰٪ ماهیچه‌های هدف با ۲۴۰۰۰ مرتبه انقباض آن طی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه می‌شود و به طور موثری ساخت و رشد فیبرهای ماهیچه به صورت کاملاً طبیعی را به دنبال خواهد داشت.

- قابل استفاده برای ناحیه شکم، باسن، ران و بازوها
  - استفاده آسان با یک کمر بند اختصاصی برای قرارگیری اپلیکاتور
  - قابل استفاده از روی یک لایه لباس نازک
  - بدون نیاز به دوران نقاهت
  - دارای برنامه‌های اختصاصی برای افراد مبتدی و حرفه‌ای
- استفاده از این دستگاه به صورت ۲ بار در هفته و ۶ تا ۸ جلسه ۲۰ الی ۳۰ دقیقه‌ای توصیه می‌شود. دستگاه StimSure باعث ایجاد انقباضات ایزومتریک در ماهیچه می‌گردد. یک جلسه استفاده از دستگاه StimSure برابر با ۲۴۰۰۰ مرتبه عمل دراز و نشست یا اسکوات ایزومتریک است. لازم به ذکر است که این دستگاه هر چند باعث مصرف طبیعی انرژی بدن می‌شود اما برای پروسه‌های لاغری مناسب نیست.

### این دستگاه برای چه افرادی مناسب است؟

- افرادی که در یک دوره ورزشی قصد فرم‌دهی عضلات و افزایش فیبرهای ماهیچه‌ای را دارند.
- افرادی که به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند ساعت‌ها برای فعالیت ورزشی زمان بگذارند، می‌توانند با ۳۰ دقیقه استفاده از این دستگاه، نتیجه مشابه را دریافت کنند.
- ورزشکارانی که قصد تقویت ماهیچه یک قسمت خاص از بدن خود را دارند.

# CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com





# TempSure™



**CYNOSURE®**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه تمپشور

دستگاه تمپشور (TempSure) ساخت کمپانی سایناشور (Cynosure) آمریکا، جدیدترین نسل از دستگاه‌های رادیوفرکانسی (RF) ماژولار است. این دستگاه قابلیت نصب انواع هندپیس RF تهاجمی و غیرتهاجمی با کاربردهای درمانی خاص خود را دارد و در نتیجه رنج وسیعی از درمان‌های مختلف با این دستگاه امکان پذیر می‌گردد. به همین دلیل تمپشور تنها دستگاه رادیوفرکانسی است که نیاز خواهید داشت.

از جمله نوآوری‌های این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرکانس کاری ۴ مگاهرتز

ژنراتور RF قدرتمند ۳۰۰ وات

درمان تمامی تایپ‌های پوستی

قابلیت پایش مداوم دمای بافت

ماژول FlexSure

این ماژول بر روی بدن بیمار وصل شده و طی ۱۵ دقیقه درمان غیرتهاجمی RF موجب گرم شدن عمق بافت و از بین رفتن سلول‌های چربی می‌شود و دارای دوسایز اپلیکاتور ۲۵ سانتی‌متر مربع و ۲۶۰ سانتی‌متر مربع است. از این ماژول می‌توان در نواحی زیر استفاده کرد:

بازو، ران، شکم، پهلوها

از ماژول FlexSure دستگاه TempSure می‌توان برای لاغری موضعی افراد در تمامی تایپ‌های پوستی بدون ایجاد افتادگی پوست و بدون محدودیت BMI استفاده کرد.

ماژول Envi

برای رفع چین و چروک، سلولیت، افتادگی پوست از ماژول Envi استفاده می‌شود که با گرمادهی به عمق درم موجب تحریک کلاژن‌سازی خواهد شد. از کاربردهای دیگر این دستگاه تانژکتاز یا میلیامی باشد.

دارای بهترین تکنولوژی تشخیص دمای بافت با سرعت تشخیص ۱۰۰ برابر بیشتر از سایر رقبا

دارای ۳ هندپیس از سایز ۱۰ الی ۲۰ میلی‌متر

کسب رضایت بالای ۹۵٪ از بیماران در راحتی کار با دستگاه

ماژول Firm

ماژولی برای درمان‌های عمیق و سریع‌تر RF و گرم کردن بافت. یک ماژول مونوپولار غیرتهاجمی به منظور اصلاح ساختار بافت‌های چربی در زیر پوست و کاهش چشمگیر سلولیت.

دارای بهترین تکنولوژی تشخیص دمای بافت با سرعت تشخیص ۱۰۰ برابر بیشتر از سایر رقبا

دارای ۳ هندپیس از سایز ۲۵ الی ۶۰ میلی‌متر

گرمادهی یکنواخت و ایمن

ماژول Vitalia

تنها ماژول رادیوفرکانسی RF اختصاصی زنان که به صورت کامل دارای قابلیت کنترل دما است. از این ماژول برای تنگی و حساسیت بیشتر، درمان خشکی واژن و همچنین کاهش بی‌اختیاری ادرار استفاده می‌شود.

به صورت کامل غیرتهاجمی و ایمن

بدون دوران نقاهت

طراحی منحصر به فرد برای راحتی بیشتر

ماژول Surgical

ماژول Surgical RF دستگاه TempSure با فرکانس کاری ۴ مگاهرتز Monopolar و ۱.۷ مگاهرتز Bipolar برشی دقیق و ایمن برای پروسه‌های زیبایی به ارمغان می‌آورد. از جمله مزایای استفاده از این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حداقل آسیب به بافت‌های مجاور

کمترین زمان ریکاوری

کمترین درد بعد از جراحی

بهترین کنترل و دقت در برش توسط جراح

تمامی این موارد منجر به کیفیت بیشتر کار، خستگی کمتر جراح و رضایت بیشتر بیمار خواهد شد. این دستگاه برای عملکرد بهتر و راحت‌تر جراح، دو الکتروود اختصاصی LidLight برای بلفاروپلاستی و Revival جهت عمل لابیوپلاستی طراحی و ساخته شده است.

# CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2nd Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnapers.com

info@amicoyasnapers.com



First Class Laser  
Made in USA

# Smartlipo<sup>®</sup> Triplex<sup>®</sup>



**CYNOSURE<sup>®</sup>**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه لیزر اسمارت لیپو تریپلکس

دستگاه لیزر اسمارت لیپو تریپلکس (Smartlipo Triplex) ساخت شرکت سایناسور (Cynosure) آمریکا با به کارگیری لیزر ان دی یو (Nd:YAG) با سه طول موج ۱۴۴۰ نانومتر، ۱۳۲۰ نانومتر و ۱۰۶۴ نانومتر، به طور تخصصی به روش نیمه تهاجمی به لیپولیز چربی های ناخواسته زیر پوستی می پردازد و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) است. تکنولوژی تریپلکس به کار برده شده در این دستگاه به جراح این امکان را می دهد که با توجه به ناحیه تحت درمان، با ترکیب دو طول موج ۱۰۶۴ و ۱۳۲۰ نانومتر، همچنین ۱۰۶۴ و ۱۴۴۰ نانومتر، بافت چربی های مترامی که در عمق بیشتر قرار دارند را به راحتی و با ایمنی کامل (بدون ریسک خونریزی) تخریب کند.

تکنولوژی تریپلکس باعث افزایش سطح رضایت مندی جراح و امنیت بیمار از طریق موارد زیر می شود:

- **ThermaGuide:** سنسور حرارتی جهت جلوگیری از انتقال بیش از حد انرژی گرمایی به بافت هدف و آسیب های احتمالی به بافت های مجاور.

- **SmartSense:** سنسور حرکتی جهت جلوگیری از خطای دست جراح حین عمل.

- **ThermaView:** جهت دستیابی به نتایج بهینه، این تکنولوژی هوشمند یک نقشه حرارتی برای محل درمان در اختیار جراح قرار می دهد.

- تکنولوژی مولتی پلکس این امکان را فراهم می کند که با استفاده از دو طول موج همزمان ۱۰۶۴ و ۱۴۴۰ نانومتر و ۱۰۶۴ و ۱۳۲۰ نانومتر در حین انجام عمل لیپولیز عمل لیفت و بهبود قوام پوست نیز انجام پذیرد و از افتادگی و شلی پوست بعد از تخلیه چربی جلوگیری کرده و شکل ظاهری پوست را بهبود بخشد، در حین انجام عمل لیپولیز انعقاد خون نیز انجام می پذیرد و ریسک خونریزی یا آمبولی از بین می رود.

## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



First Class Laser  
Made in USA

# Cellulaze®



**CYNOSURE®**

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

## دستگاه لیزر سلولیز

دستگاه لیزر سلولیز (Cellulaze) ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) آمریکا با به کارگیری لیزر ان دی یو (Nd:YAG) با طول موج ۱۴۴۰ نانومتر به طور تخصصی به روش نیمه تهاجمی به لیپولیز سلولیت‌ها می‌پردازد و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) است.

دستگاه سلولیز با به کارگیری هندپیس SideLaze 3D و رویکرد چند مرحله‌ای باعث تخلیه و در نتیجه درمان سلولیت‌ها می‌گردد:

هدف قراردادن چربی: پرتور و به پایین برای انعقاد بافت چربی.

گرمادهی به بافت‌های همبند و فیبروزهای تجمع یافته در لایه زیرین پوست جهت رهایی و کاهش کشش پوست به سمت پایین.

گرمادهی به لایه درم جهت تحریک کلاژن‌سازی و بهبود قوام پوست.

Cellulaze با به کارگیری تکنولوژی‌های نوین، باعث افزایش سطح رضایت پزشک و امنیت بیمار می‌گردد:

ThermaGuide: سنسور حرارتی جهت جلوگیری از انتقال بیش از حد انرژی گرمایی به بافت هدف و آسیب‌های احتمالی به بافت‌های مجاور

SmartSense: سنسور حرکتی جهت جلوگیری از خطای دست جراح حین عمل.



## CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

Tel: +9821-71137000

Fax: +9821-71137300

2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

www.amicoyasnarpars.com

info@amicoyasnarpars.com



# SURGITRON®

Advanced 4.0 MHz Radiofrequency Technology

**NEW!** Improved Hemostasis\*

The **PRECISION** you require  
with the **VERSATILITY** you need



DUAL RF™ 120



DUAL EMC 90



# ellman®

A CYNOSURE® Company  
Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

# ellman DUAL EMC 90

دستگاه RF-Surgery به منظور جراحی های زیبایی، چشم، عمومی، زنان و...

دستگاه رادیوفرکانسی ellman DUAL EMC 90 ساخت کمپانی ساینشور (Cynosure) امریکا، از جمله بهترین روش ها برای ایجاد برش و انعقاد به شمار می آید. دستگاه ellman با به کارگیری پنج مد مختلف (Cut, Cut/Coagulation, Coagulation, Fulguration, Bipolar) و محدوده وسیعی از انواع تیپ، همچنین با به کارگیری توان ۹۰ وات، قابلیت گسترده ای از کاربردها را به جراح می دهد.

از جمله ویژگی های دستگاه ellman می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- فرکانس کاری ۴ مگاهرتز برای هندپیس مونوپولار (تک قطبی)
- فرکانس کاری ۱.۷ مگاهرتز برای هندپیس بایوپولار (دوقطبی)
- امکان ایجاد برش های بسیار ظریف در بافت های نرم
- سرعت بالای عملکرد
- کاهش ۷۳ درصدی آسیب های گرمایی به بافت
- حداقل آسیب گرمایی به بافت های اطراف
- مجهز به سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری
- دوره نقاهت کوتاه و حداقل میزان تورم و تورم بافت بعد از جراحی
- دارای قابلیت ایجاد برش کوتری، برش و انعقاد به طور هم زمان
- امکان کوتری بایوپولار در بافت های مرطوب و خشک

از جمله کاربردهای دستگاه ellman می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد برش (Cutting)
- ایجاد برش و انعقاد به طور هم زمان (Blended Cutting and Coagulation)
- هموستاز (Hemostasis)
- حذف بافت های برجسته روی سطح پوست (Fulguration)



● تلانژکتازیا



● ضایعات پوستی



● بلفاروپلاستی



ellman® A CYNOSURE® Company

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

☎ Tel: +9821-71137000

☎ Fax: +9821-71137300

📍 2<sup>nd</sup> Floor, No. 1698, Shariati Ave., Tehran, Iran Postal Code: 1914744755

🌐 www.amicoyasnarpars.com

✉ info@amicoyasnarpars.com

